

Zehenorthese aus Silikon nach Mass

Beschrieb

Die Zehenorthese aus Silikon wird nach Mass angefertigt und individuell auf die Form der Zehen angepasst. Das Ziel ist die optimale Führung der Zehen und die Entlastung der Gelenke und der sensiblen Stellen an den Zehen. Sie kann sowohl tagsüber in Schuhen oder auch nachts als Zehenspreizer getragen werden.



Indikationen

Die Zehenorthese aus Silikon eignet sich für jegliche Fehlstellung und Deformitäten der Zehen wie z.B. Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehe und zur Entlastung von Entzündungen und offenen Stellen (Hühneraugen).

Vorteile

Das Silikon zeichnet sich durch sehr gute Hautverträglichkeit, die Aufnahme der Körpertemperatur und den angenehmen Tragekomfort aus, da das Material weich ist und sich an die Zehen anschmiegt. Die Zehenorthese kann sowohl in offenen als auch in geschlossenen Schuhen getragen werden. Je nach Schweregrad der Fehlstellung kann die Zehenorthese über zwei oder mehrere Zehen reichen.

Fertigung

Die Zehenorthese wird direkt vor Ort angefertigt und verarbeitet. Die komplette Fertigung und Anpassung dauert insgesamt ca. 30 Minuten, anschliessend kann die Zehenorthese gleich mitgenommen werden.

Preise

Einseitig: 115.-

Beidseitig: 189.-